

Анти-IL1Rn Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P25085

Артикул: CM0019256

введение

Кроличий поликлональный антитело против мышино IL1RN, антагониста рецептора интерлейкина-1 с противовоспалительным действием. Подходит для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинному IL1RN. Идеально подходит для изучения иммунной регуляции и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL1RN кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	IL-1ra; F630041P17Rik; IL1RN
Вид	Мышь
GeneID	16181
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-178 мышино IL1RN (NP_001034790.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P25085
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом