

Поликлональное Антитело Против IL-1β Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01584

Артикул: CM0023312



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого IL-1 beta, ключевого провоспалительного цитокина. Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходит для исследований воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL1β кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1β
Вид	Человек
GeneID	3553
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-170 человеческого IL1β (NP_000567.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01584
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом