


Кроличье Моноклональное Антитело Против IL1В Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10749

Артикул: CM0004447



введение

Кроличье моноклональное антитело против IL1 β , валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует мышиный IL1 β (P10749), провоспалительный цитокин, участвующий в развитии лихорадки, активации Т-клеток и пироптозе. Подходит для исследований воспаления и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против IL1 β
Примечания/Альтернативные названия	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3553
GeneID	16176
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-269 мышинного IL1 β (P10749).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10749
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом