

Кроличье Моноклональное Антитело Против IL1B Для Wb, If-P, Elisa - P01584

Артикул: CM0004905



введение

Высокоспецифичное кроличье mAb против IL1 β , валидированное для WB, IF-P, ELISA. Реагирует с человеческим белком. Нацелено на провоспалительный цитокин, являющийся ключевым в исследованиях иммунного ответа и заболеваний. Идеально для разработки IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	IL1 β Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3553
ID гена	3553
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-269 IL1 β (NP_000567.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01584
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом