


Моноклональное Кроличье Антитело К IL1β Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P01584

Артикул: CM0005315



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого IL-1 β (интерлейкин-1 бета) — ключевого провоспалительного цитокина. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследования воспаления, пироптоза и иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к IL1 β
Примечания/псевдонимы	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA
Вид	Человек
ID гена (человек)	3553
ID гена	3553
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 117–269 человеческого IL1 β (NP_000567.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01584
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом