


Кроличье Моноклональное Антитело Против IL1B Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - P10749

Артикул: CM0005857



введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиногo IL1 β , валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Идеально подходит для изучения воспаления, цитокиновой сигнализации и пироптоза в активированных макрофагах и родственных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL1 β Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3553
ID гена	16176
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 118-269 мышиногo IL1 β (NP_032387.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10749
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом