


Моноклональное Кроличье Антитело Против IL1B Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P10749

Артикул: CM0008229



введение

Рекомбинантное моноклональное кроличье антитело против IL1 β , валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Реагирует с IL1 β человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований воспаления и цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против IL1 β
Примечания/синонимы	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3553
GeneID	16176
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 118–269 IL1 β мыши (NP_032387.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10749
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом