


Моноклональное Кроличье Антитело Против IL2 Для Вб, Ифа - P04351

Артикул: CM0003221



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к мышинному IL2, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований иммунного ответа, нацелено на фактор роста Т-клеток с молекулярной массой 19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL2 Кроличье мкА
Примечания/Альяс	IL-2; IL2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3558
ID гена	16183
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 21-169 мышинного IL2 (NP_032392.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04351
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Хладоэлемент