


Кроличыи Моноклональные Антитела Против И2 Для Вб, Иф-П, Ифа — P04351

Артикул: CM0007182



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к интерлейкину-2 мыши (IL2). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с крысиным IL2. Идеально подходит для изучения иммунной регуляции и функции Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к IL2
Примечания/Альтернативное название	ИИ-2
Вид мишени	Мышь
ID гена (человек)	3558
ID гена (мышь)	16183
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 21-169 IL2 мыши (NP_032392.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P04351
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодовой пакет