


Поликлональное Антитело Кролика Anti-IL2 Для Wb, Elisa - P60568

Артикул: CM0013277



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на интерлейкин-2 человека (IL-2). Валидировано для применения в WB и ELISA. Идеально подходит для изучения пролиферации Т-клеток, иммунной толерантности и цитокиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	IL-2; TCGF; лимфокин; IL2
Вид	Человек
GeneID	3558
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-153 человеческого IL2 (NP_000577.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P60568
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом