


Анти-IL2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - P60568

Артикул: CM0023605



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого IL-2 (IL2), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным, крысиным. Подходят для исследований иммунного ответа и Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IL-2; TCGF; лимфокин; IL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3558
GeneID	3558
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-153 IL2 (NP_000577.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60568
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом