


Поликлональные Антитела К IL20Rb Для Wb, Elisa - Q6Uxl0

Артикул: CM0024819



введение

CamelBio предлагает эти кроличьи поликлональные антитела к IL20RB, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе для исследований цитокиновых рецепторов и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL20RB кроличьи пА
Примечания/псевдонимы	DIRS1; FNDC6; IL-20R2; IL20RB
Вид	Человек
ID гена (человек)	53833
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, соответствующий аминокислотам 48-177 человеческого IL20RB (NP_653318.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6UXL0
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	Холодовая упаковка