

Поликлональное Антитело Против IL-21 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Hbe4

Артикул: CM0030122



введение

IL21 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Оно обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный IL-21, ключевой цитокин в иммунной регуляции. Подходит для исследований Tfh-клеток, герминативных центров и антителообразования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL21 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Za11; IL-21; CVID11; IL21
Вид	Человек
ID гена	59067
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-162 человеческого IL21 (NP_068575.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HBE4
Молекулярный вес белка	19 кДа
Доставка	Сумка со льдом