

Моноклональное Антитело Против IL22 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

Артикул: CM0004307



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IL22 (Интерлейкин-22), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований воспаления и эпителиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL22 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	TIFA; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
Вид	Человек
ID гена (Человек)	50616
ID гена	50616
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-179 человеческого IL22 (NP_065386.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZX6
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом