

Кроличья Поликлональная Антитела Против IL22 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Jjy9

Артикул: CM0018793



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на мышиный IL22, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим и мышиным белком. Распознают цитокин, необходимый для целостности эпителиального барьера и регенерации тканей. - Q9JJY9

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против IL22
Примечания/Альтернативные названия	IL-22; If2b1; Il2if; IL-22a; ILTIFa; IL22
Вид	Мышь
ID гена	50929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-179 мышиного IL22. (NP_058667.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9JJY9
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом