


Кроличье Поликлональное Антитело Против IL-22 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q9Gzx6

Артикул: CM0029871



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IL-22, подходит для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения воспаления, функции эпителиального барьера и регенеративной медицины. SWISS: Q9GZX6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL22 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TIFA; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
Вид	Человек
ID гена (Человек)	50616
ID гена	50616
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-179 человеческого IL22 (NP_065386.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZX6
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом