

Поликлональные Антитела Против IL22Ra1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N6P7

Артикул: CM0016181



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому IL22RA1 (IL22R, CRF2-9), подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Предсказанная молекулярная масса — 63 кДа. Ценный инструмент для исследования сигнального пути IL-22.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL22RA1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	IL22R; CRF2-9; IL22R1; IL22RA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	58985
ID гена	58985
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 16-230 человеческого IL22RA1 (NP_067081.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N6P7
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Хладоэлемент