

Моноклональное Антитело Против IL23R Для Fc - Q5Vwk5

Артикул: CM0011771



введение

Кроличье моноклональное антитело против рецептора интерлейкина-23 человека (IL23R), конъюгированное с . Предназначено для проточной цитометрии (FC). Распознает рецептор, участвующий в активации Т-клеток и NK-клеток, что имеет значение при аутоиммунных заболеваниях и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против IL23R человека
Примечания/Альтернативное название	PSORS7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	149233
GeneID	149233
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5VWK5
Молекулярная масса белка	41 кДа/43 кДа/72 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет (лед)