


Кроличье Моноклональное Антитело Против IL23R Для Проточной Цитометрии (Fc) И Ифа - Q5Vwk5

Артикул: CM0009010



введение

Кроличье моноклональное антитело против IL23R для проточной цитометрии (FC) и ИФА. Распознает человеческий IL23R (SwissProt Q5VWK5). Ключевой инструмент для изучения сигнального пути IL-23 в врожденном и адаптивном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL23R кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	PSORS7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	149233
GeneID	149233
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124-353 человеческого IL23R (NP_653302.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5VWK5
Молекулярная масса белка	41 кДа/43 кДа/72 кДа
Доставка	В пакете со льдом