


Кроличье Моноклональное Антитело Против IL23R Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q5Vwk5

Артикул: CM0003320



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого IL23R (также известного как PSORS7). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально для исследований сигналинга рецептора IL23 и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL23R Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PSORS7; IL23R
Вид	Человек
GeneID	149233
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510-629 человеческого IL23R (NP_653302.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5VWK5
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	В пакете со льдом