


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-IL23R Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q5Vwk5

Артикул: CM0021148



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому IL23R, подходящее для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Иммуноген: рекомбинантный слитый белок (а. к. 510–629). Идеально подходит для исследований пути IL23/Th17 и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IL23R
Примечания/синоним	PSORS7; IL23R
Вид	Человек
ID гена (человек)	149233
ID гена	149233
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 510–629 человеческого IL23R (NP_653302.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5VWK5
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом