


Поликлональное Кроличье Антитело К IL24 Для ВБ, Игг-П, Ифа — Q13007

Артикул: CM0020188



введение

Поликлональное кроличье антитело к IL24, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Для исследования иммунного ответа, опухолевого генеза и передачи сигналов противовирусными цитокинами, опосредованными IL24.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL24 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	C49A; FISP; MDA7; MOB5; ST16; IL10B; IL24
Вид	Человек
ID гена (человек)	11009
ID гена	11009
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 52-140 человеческого IL24 (NP_001172085.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q13007
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодовой пакет