


Анти-IL25 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If-P, Elisa - Q9H293

Артикул: CM0028792



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого IL25 (IL-17E). Валидированы для WB, IF-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным, крысиным. Идеальны для исследования иммунных ответов Th2 и путей сигналинга цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	IL25 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IL17E; IL25
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64806
ID гена	64806
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий аминокислоты 33-177 человеческого IL25 (NP_073626.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H293
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом