

## Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-IL26 Для Wb, Elisa - Q9Nph9

Артикул: CM0005754

### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому интерлейкину-26 (IL26). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований слизистого иммунитета и воспалительных заболеваний кишечника. Ожидаемый размер полосы ~20 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | IL26 кроличье мАт                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | AK155; IL-26; IL26                                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)          | 55801                                                                                                                              |
| GeneID                    | 55801                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-154 человеческого IL26 (NP_060872.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                            |
| SWISS                     | Q9NPH9                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 20 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                     |