

Кроличья Поликлональная Антитела Против IL26 Для Wb, Elisa - Q9Nph9

Артикул: CM0021753

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий IL26, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышью. Подходит для исследований мукозального иммунитета, воспалительного заболевания кишечника и цитокиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL26 кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	AK155; IL-26; IL26
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55801
ID гена	55801
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-100 человеческого IL26 (NP_060872.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NPH9
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодовая упаковка