


Поликлональное Антитело Anti-IL2Rb (Cd122/IL15Rb) Для Wb, Elisa - P14784

Артикул: CM0028232



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IL2RB (CD122/IL15RB), валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Показывает перекрестную реактивность с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований сигналинга рецепторов IL-2 и IL-15.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL2RB Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD122; IMD63; IL15RB; P70-75; IL2RB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3560
ID гена	3560
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 316-431 человеческого IL2RB (NP_000869.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14784
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом