

## Анти-IL3 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08700

Артикул: CM0030912



### введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против IL-3 (интерлейкина-3, UniProt P08700), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с IL-3 человека и мыши, ключевым фактором роста кроветворения. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 20-152). Идеальны для исследований цитокинов и иммунологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | IL3 кролик rAb                                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | IL-3; MCGF; MULTI-CSF; IL3                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 3562                                                                                                                         |
| GeneID                    | 3562                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-152 IL3 человека (NP_000579.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                |
| SWISS                     | P08700                                                                                                                       |
| Молекулярный вес белка    | 17кДа                                                                                                                        |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                               |