

Анти-IL31 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Ebc2

Артикул: CM0015777

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого IL-31, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают IL-31 человека, мыши и крысы. Разработаны для исследований сигнальных путей цитокинов и кожного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL31 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	IL-31; IL31
Вид	Человек
ID гена (Человек)	386653
ID гена	386653
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-164 человеческого IL31 (NP_001014358.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6EBC2
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом