


Кроличье Моноклональное Антитело Против IL-33 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95760

Артикул: CM0006954



введение

Рекомбинантное моноклональное кроличье антитело против человеческого IL-33 (IL-1F11, NF-HEV). Подходит для применения в вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Разработано для исследователей, изучающих Th2-иммунные ответы, аллергическое воспаление и ядерную транскрипционную регуляцию. Доставляется в пакете со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL33 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Вид	Человек
ID гена (Человек)	90865
ID гена	90865
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 109-270 человеческого IL33 (NP_001300974.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95760
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	В пакете со льдом