

Кроличья Поликлональная Антитело Против IL-33 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O95760

Артикул: CM0031073



введение

Кроличья поликлональная антитело CamelBio против IL-33 для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживающее IL-33 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения дифференцировки Th2, сигнализации аларминов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело против IL-33
Примечания/Псевдоним	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Вид	Человек
GeneID (человек)	90865
GeneID	90865
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-190 человеческого IL33 (NP_254274.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95760
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	В ледяном пакете