


Кроличья Поликлональная Антитело Против IL-33 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8Bvz5

Артикул: CM0019299



введение

Кроличья поликлональная антитело против мышино IL-33, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает мышиный и крысиный IL-33. Подходит для изучения ответа Th2, функции алармина и ядерной транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL33 кролика rAb
Примечания/Псевдоним	IL-33; IL1f11; NF-HEV; 9230117N10Rik; IL-33
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	90865
GeneID (Мышь)	77125
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 109-266 мышино IL-33 (NP_598536.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8BVZ5
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	В ледяном пакете