


Поликлональные Антитела К IL36A Для Вб, Ифа - Q9Uha7

Артикул: CM0030883



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому IL36A (FIL1 эпсилон, IL-1F6) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным антигеном. Идеально подходят для изучения сигналинга IL-36 при воспалительных заболеваниях кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL36A кроличьи поликлональные антитела
Примечания/аллиасы	FIL1; FIL1E; IL1F6; IL-1F6; IL1(EPSILON); FIL1(EPSILON); IL36A
Вид	Человек
GeneID (человек)	27179
GeneID	27179
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-158 человеческого IL36A (NP_055255.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UHA7
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом