


Поликлональное Антитело К Anti-IL36G Для Вб, Ифа - Q9Nzh8

Артикул: CM0025748



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого IL36G — цитокина из семейства IL-1. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследования воспалительных ответов, псориаза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL36G кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	IL1E, IL1F9, IL1H1, IL-1F9, IL-1H1, IL1RP2, IL-1RP2, IL36G
Вид	Человек
GeneID (человек)	56300
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-169 человеческого IL36G (NP_062564.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZH8
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодильный пакет