

Поликлональные Антитела Кролика Против IL36R Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hb29

Артикул: CM0014708



введение

Поликлональные антитела кролика к человеческому IL36R (подобнообразец 2 рецептора интерлейкина-1), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с антигенами человека и мыши. Подходят для изучения сигналинга IL-36 в воспалительных реакциях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL36R кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	IL-36R; IL1RRP2; IL-1Rrp2; IL1R-rp2; IL36R
Вид	Человек
ID гена (человек)	8808
ID гена	8808
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-116 человеческого IL36R (NP_003845.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9HB29
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Хладопакет