


Поликлональные Кроличьи Антитела Против IL3Ra Для Wb, IHC-P, Elisa — P26951

Артикул: CM0025031



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий IL3RA (CD123), валидированы для применения в WB, IHC-P и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований гематopoэтических клеток и лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL3RA кроличьи pAb
Примечания/алиасы	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha, IL3RA
Вид	Человек
ID гена (человек)	3563
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 человеческого IL3RA (NP_002174.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26951
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодильный пакет