

Кроличье Моноклональное Антитело Против IL4 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P05112

Артикул: CM0005739



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий интерлейкин-4 (IL4), валидированное для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Идеально подходит для исследования активации В-клеток, переключения класса IgE и передачи сигналов воспалительных цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL4 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3565
ID гена	3565
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-153 человеческого IL4 (NP_000580.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05112
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом