

Анти-IL4 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - P07750

Артикул: CM0006910

введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против мышиноного IL-4, валидированное для WB и ELISA. Идеально подходит для исследований иммунной регуляции, воспаления и ответа В-клеток. - P07750.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL4 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	IL-4; BSF-1; IL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3565
GeneID	16189
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-140 мышиноного IL4 (NP_067258.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07750
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка-холодильник