

Поликлональные Антитела Против IL4I1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Rq9

Артикул: CM0025950

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого IL4I1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают IL4I1 человека, мыши и крысы. Полезны для исследований в области иммунологии и онкологии, связанных с L-аминокислотной оксидазой и путем AHR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL4I1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	LAO; FIG1; LAAO; hIL4I1; IL4I1
Вид	Человек
GeneID (человек)	259307
GeneID	259307
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-220 человеческого IL4I1 (NP_690863.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RQ9
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом