

Поликлональное Кроличье Антитело Против IL4R Для Wb, IHC-P, Elisa — P24394

Артикул: CM0017420



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому IL4R (CD124). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA, проявляет перекрестную реактивность с антителами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований аллергий и дифференцировки Th2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL4R кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	CD124; IL4RA; IL-4RA; IL4R
Вид	Человек
ID гена (человек)	3566
ID гена	3566
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-232 человеческого IL4R (NP_000409.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24394
Молекулярная масса белка	90кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами