

Поликлональная Кроличья Антитела К IL5Ra Для Вестерн-Блота, Ифа - Q01344

Артикул: CM0030078



введение

Кроличьи pAb к IL5RA, валидированные для Вестерн-блота и ИФА; реагируют с людьми, мышью и крысой. Нацелены на интерлейкин-5 рецептор альфа, необходимый для биологии эозинофилов. Идеально подходят для разработки тест-систем ИВД и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL5RA Rabbit pAb
Примечания/алиасы	IL5R; CD125; CDw125; HSIL5R3; IL5RA
Вид	Человек
ID гена	3568
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-335 человеческого IL5RA (NP_783855.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01344
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодовой пакет