


Кроличья Поликлональная Антитело Против IL6R Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P08887

Артикул: CM0024101



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого IL6R, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнального пути IL6 в области воспаления, иммунитета и хронических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL6R кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1; IL6R
Вид	Человек
GeneID	3570
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-320 человеческого IL6R (NP_000556.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08887
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом