

Поликлональное Кроличье Антитело К IL6St Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P40189

Артикул: CM0020300



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IL6ST (gp130, CD130), подходит для применения в ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL6ST кроличье пАнт
Примечания/Алиасы	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Вид	Человек
ID гена (человек)	3572
ID гена	3572
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 751-918 человеческого IL6ST (NP_002175.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40189
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Хладоэлемент