

Кроличье Моноклональное Антитело Против IL-7 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P13232

Артикул: CM0007463



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий IL-7. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. IL-7 — ключевой гемопоэтический цитокин, регулирующий развитие Т- и В-клеток. Молекулярная масса белка: 20 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL7 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IL-7; IL7
Вид	Человек
GeneID	3574 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-177 человеческого IL7 (NP_000871.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13232
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом