

Кроличья Поликлональная Антитело Против ИЛ-7 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P13232

Артикул: CM0022153



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий интерлейкин-7 (IL-7), валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований развития лимфоцитов, гомеостаза Т-клеток и В-клеток, а также сигнальных путей цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL7 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IL-7; IL7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3574
GeneID	3574
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 26-177 человеческого IL7 (NP_000871.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13232
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	В пакете со льдом