


Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-IL8 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Fc, Elisa - P10145

Артикул: CM0006502



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IL8 (интерлейкина-8), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Нацелено на хемокин, участвующий в воспалении и хемотаксисе нейтрофилов. Иммуноген: рекомбинантный белок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL8 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3576
ID гена	3576
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-99 человеческого IL8 (NP_000575.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10145
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	Сумка со льдом