


Кроличье Поликлональное Антитело Против IL-8 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P10145

Артикул: CM0015279



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IL-8/CXCL8, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения хемотаксиса нейтрофилов и воспалительных реакций. Перекрестно реагирует с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	IL8 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Вид	Человек
GeneID (человек)	3576
GeneID	3576
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-99 человеческого IL-8 (NP_000575.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10145
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом