

## Кроличья Поликлональная Антитело Против IL9 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P15248

Артикул: CM0023614



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IL9 (Интерлейкин-9), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с крысой. Подходит для исследований иммунного ответа и цитокинов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | IL9 Кроличье pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | P40; HP40; IL-9; IL9                                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (человек)                   | 3578                                                                                                                              |
| GeneID                             | 3578                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-144 человеческого IL9 (NP_000581.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                              | P15248                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 16 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                  |