

Поликлональное Антитело Против IL9R (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q01113

Артикул: CM0028325



введение

Поликлональное антитело кролика против рецептора интерлейкина-9 человека (IL9R, CD129). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Поддерживает исследования в иммунологии и паразитологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL9R Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD129; IL-9R; IL9R
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3581
ID гена	3581
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого IL9R (XP_011529456.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01113
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	В термосумке со льдом