

Кроличье Моноклональное Антитело Против If2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q12905

Артикул: CM0010930

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому ILF2. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с широкой реактивностью (человек, мышь, крыса). Идеально для исследований транскрипции и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ILF2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NF45; PRO3063; ILF2
Вид	Человек
GeneID	3608
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого ILF2 (Q12905)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12905
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом