

Поликлональное Антитело Против Ilf3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - Q12906

Артикул: CM0021280



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ILF3 (NF90), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для изучения РНК-связывающих белков в биогенезе circRNA, транскрипционной регуляции и противовирусной защите.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ILF3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Вид	Человек
GeneID (человек)	3609
GeneID	3609
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого ILF3 (NP_036350.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммунопреципитация (IP), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12906
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом